


A close-up portrait of a woman with light green eyes and bright green lipstick. The image is partially obscured by a dark green banner on the right and a green circular graphic at the bottom right.

SISTEMACompact®



SISTEMA Compact®

- . Implante curto com conexão Cone Morse e indexação interna;
- . Superfície Vellox®;
- . Plataforma "Switch";
- . Indicado para todos os tipos de osso com deficiência em altura sendo uma alternativa viável ao uso de enxertos;
- . Rosca trapezoidal: princípio de câmara de coágulo, facilidade na osseointegração.

Short Implant with Morse Taper connection and internal indexation;

Vellox® Surface;

Switch Platform;

Indicated for all types of bone with height deficiency, as a viable alternative to grafts;

Trapezoidal threads: Principle of clotting chamber, easier bone integration

Implante corto con conexión Cono Morse e indexación interna;

Superfície Vellox®;

Plataforma Switch;

Indicado a todos los tipos de hueso con deficiencia en altura, como opción viable al uso de injertos;

Rosca trapezoidal: Principio de cámara de coágulo, facilidad en la integración ósea.

Os implantes Compact são reabilitados como componentes protéticos Duocon, plataforma NC Ø 3.8mm.

The Compact implants are rehabilitated with Duocon prosthetic components, platform NC Ø 3.8mm.

Se rehabilitan a los implantes Compact con los componentes protésicos Duocon, plataforma NC Ø 3.8 mm.



Plataforma Platform . Plataforma	Ø corpo Ø body . Ø cuerpo	6.0 mm	7.0 mm
NC 3.8mm	Ø 4.5mm	21.338	21.339

Filosofia Bone Level: Instalação do implante ao nível da tábua óssea, ou seja, a interface protética do implante deve se situar na mesma altura do osso cortical. Opcional para situações estéticas ou preferência profissional.

Bone Level Philosophy: Installation of the implant at the level of the bone plate, which means, the prosthetic implant interface should lie on the same height of the cortical bone. Optional for aesthetic situations or professional preference.

Filosofía Bone Level: Instalación del implante al nivel de la placa ósea, es decir, el interfaz protésico del implante debe situarse en la misma altura del hueso cortical. Opcional para situaciones estéticas o preferencia profesional.

TAPA IMPLANTE DUOCON DUOCON IMPLANT COVER SCREW · TAPA IMPLANTE DUOCON



	H = 0	H = 1
NC	01.608	01.609