




SISTEMA *Duocon* ®



SISTEMA **Duocon**

- . Implante de corpo cônico com conexão Cone Morse e indexação dodecagonal interna;
- . Superfície Vellox®;
- . Plataforma "Switch";
- . Indicado para todos os tipos de osso, principalmente tipo III e IV;
- . Dupla rosca: Micro rosca cervical e rosas trapezoidais no corpo do implante maior estabilidade primaria e melhor osseointegração.


- . Conical body implant with Morse Taper connection and internal dodecagonal indexation;
- . Vellox® Surface;
- . Switch-Platform;
- . Indicated for all types of bone, mainly type III and IV low-density bone;
- . Double thread: Cervical micro thread and trapezoidal threads on the implant body best primary stability and better bone integration.

- . Implante de cuerpo cónico con conexión Cono Morse e indexación dodecagon al interna;
- . Superficie Vellox®;
- . Plataform Switch;
- . Indicado para todos los tipos de hueso, principalmente hueso tipo III y IV;
- . Doble rosca: Microrroscas cervical y rosas trapezoidales en el cuerpo del implante, más estabilidad primaria y mejor integración ósea.

Filosofia Bone Level (instalação do implante na mesma altura do osso cortical) ou infra ósseo (abaixo do osso cortical de 1-2mm). Opcional para situações estéticas ou preferência profissional.

Bone Level Philosophy (installation of the implant at the cortical bone) or infra boné (below the cortical bone of 1-2 mm). Optional for aesthetic situations or professional preference.

Filosofía Bone Level (instalación del implante debe situarse em la misma altura del hueso cortical) o infra ósseo (bajo el hueso cortical de 1-2 mm). Opcional para situaciones estéticas o preferencia profesional.



Plataforma Platform . Plataforma	Ø corpo Ø body . Ø cuerpo	8.5 mm	10.0 mm	11.5 mm	13.0 mm	15.0 mm
NC 3.8mm	Ø 3.8mm	21.221	21.222	21.223	21.224	21.225
RC 4.6mm	Ø 4.6mm	21.331	21.332	21.333	21.334	21.335
RC 4.6mm	Ø 5.5mm	21.421	21.422	21.423	21.424	21.425

TAPA IMPLANTE DUOCON

DUOCON IMPLANT COVER SCREW · TAPA IMPLANTE DUOCON




	H=0	H=1
NC	01.608	01.609
RC	01.610	01.611

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE IMPLANTE

DIRECT SEQUENCE OVER IMPLANT · SECUENCIA DIRETA SOBRE IMPLANTE

SISTEMA **Duocon**


SISTEMA **Compact**



NC 3.8mm



RC 4.6mm



- Componente Rotacional
Rotational Component | Componente Rotacional
- ⬡ Componente Hexagonal
Hexagon Component | Componente Hexagonal
- Parafuso Quadrado
Screw (Square Screwdriver) | Tornillo Llave Cuadrada
- ⬢ Parafuso Hexagonal
Screw (Hexagonal Screwdriver) | Tornillo Llave Hexagonal

CICATRIZADOR DUOCON

DUOCON HEALING ABUTMENT · CICATRIZADOR DUOCON

- Componente em titânio;
- Utilizado para modelar o sulco gengival.
- Titanium components;
- Used to shape gingival sulcus.
- Componente en titânio;
- Utilizado para modelar el surco gingival.

	H = 1		H = 2		H = 4			H = 6		
	Ø4.5mm	Ø4.5mm	Ø5.5mm	Ø6.5mm	Ø4.5mm	Ø5.5mm	Ø6.5mm	Ø4.5mm	Ø4.5mm	Ø6.5mm
NC	01.211	01.212	01.215		01.213	01.216	01.218	01.214	01.217	01.219
RC	01.421	01.422	01.425	01.511	01.423	01.426	01.512	01.424	01.427	01.513

POSTE DE MOLDAGEM DUOCON

DUOCON IMPRESSION POST · POSTE DE IMPRESIÓN DUOCON

- Componente em aço cirúrgico;
- Transfere posição e molde para elaboração da prótese.
- Stainless steel component;
- Transfers position and casting for the making of the prosthesis.
- Componente en acero quirúrgico;
- Transfiere la posición del implante o pilar intermediario al modelo de trabajo para elaboración de la prótesis.

MOLDEIRA FECHADA

CLOSED TRAY IMPRESSION TECHNIQUE
CUBETA CERRADA

	Curto Short Corto	Longo Long Largo
NC	08.113	08.114
RC	08.311	08.312

MOLDEIRA ABERTA

OPEN TRAY IMPRESSION TECHNIQUE
CUBETA ABIERTA

	Curto Short Corto	Longo Long Largo
NC	08.125	08.126
RC	08.313	08.314

RÉPLICA DE IMPLANTE DUOCON

DUOCON IMPLANT ANALOG · ANÁLOGO DEL IMPLANTE DUOCON

- Componente em aço cirúrgico;
- Auxilia a confecção da prótese ou planejamento protético.
- Stainless steel component;
- Assists the making of the prosthesis or prosthetic planning.
- Componente en acero quirúrgico;
- Auxilia la confección de la prótesis o planificación protésica.

PARAFUSO

SCREW · TORNILLO

	Curto Short Corto	Longo Long Largo
NC	08.195	08.196
RC	08.395	08.396

PARAFUSO

SCREW · TORNILLO

	Curto Short Corto	Longo Long Largo
NC	08.197	08.198
RC	08.397	08.398

NC	09.104
RC	09.304

UCLA DUOCON

DUOCON UCLA ABUTMENT · UCLA DUOCON

- Componente em titânio;
- Utilizada preferencialmente para provisórias.
- Titanium component;
- Used for provisional prosthesis.
- Componente en titânio;
- Utilizada preferencialmente para provisionales.
- Componente calcinável com base metálica CoCr;
- Metal cerâmico, melhor adaptação.
- Castable component with CoCr metallic base;
- Ceramic metal, best fit to implant.
- Componente calcinable con base metálica CoCr;
- Metal cerâmico, mejor adaptación.

TITÂNIO

TITANIUM · TITANIO

NC	10.121
	10.122
RC	10.331
	10.332

BASE METÁLICA

METALLIC BASE · BASE METALICA

NC	10.123
	10.124
RC	10.333
	10.334

PARAFUSO PROTÉTICO

PROSTHETIC SCREW · TORNILLO PROTÉSICO

NC	05.306
RC	05.305

Torque recomendável: 15N.cm
Recommended torque | Torque recomendable: 15N.cm

MUNHÃO ANATÔMICO DUOCON

DUOCON ANATOMICAL ABUTMENT PILAR · MUÑÓN ANATÓMICO DUOCON

- Componente em titânio;
- Prótese cimentada;
- Hexagonal.
- Titanium component;
- Cemented prosthesis;
- Hexagonal.
- Componente en titânio;
- Prótesis cementada;
- Hexagonal.

	H = 1.5			H = 3.0		
	Ø4.5mm	Ø5.5mm	Ø6.5mm	Ø4.5mm	Ø5.5mm	Ø6.5mm
NC	03.111	03.113	03.115	03.112	03.114	03.116
RC		03.117	03.119		03.118	03.120

ANGULADO

ANGLED · ANGULADO

	H = 1		H = 2	
	17°	30°	17°	30°
NC	03.122	03.126	03.124	03.128
RC	03.222	03.226	03.224	03.228

PARAFUSO PROTÉTICO

PROSTHETIC SCREW · TORNILLO PROTÉSICO

NC	05.306
RC	05.305

Torque recomendável: 15N.cm
Recommended torque | Torque recomendable: 15N.cm

SEQUÊNCIA DE INTERMEDIÁRIO SOB O IMPLANTE

PROSTHETIC INTERMEDIATE SEQUENCE · SECUENCIA DE INTERMEDIARIO BAJO EL IMPLANTE

SISTEMA **Duocon**


SISTEMA **Compact**



Cada intermediário possui sua respectiva sequência protética.


Each intermediary has its respective prosthetic sequence.

Cada intermediário posee su respectiva secuencia protésica.



COMPONENTES INTERMEDIÁRIOS - PILARES

INTERMEDIARY COMPONENTS - PILLARS · COMPONENTES INTERMEDIARIOS - PILARES



- Componente Rotacional
Rotational Component | Componente Rotacional
- ⬡ Componente Hexagonal
Hexagon Component | Componente Hexagonal
- Parafuso Quadrado
Screw (Square Screwdriver) | Tornillo Llave Cuadrada
- ⬢ Parafuso Hexagonal
Screw (Hexagonal Screwdriver) | Tornillo Llave Hexagonal

MINI PILAR CÔNICO DUOCON

DUOCON MINI CONICAL ABUTMENT · MINI PILAR CÓNICO DUOCON

- Componente em titânio;
- Prótese múltipla e parafusada;
- Espaço mínimo inter-oclusal de 4.5mm.

- Titanium component;
- Multiple and screw retained prosthesis;
- Minimum interocclusal space of 4.5mm.

- Componente en titânio;
- Prótesis múltipla y atornillada;
- Espacio mínimo interoclusal de 4.5mm.

Torque recomendável: 15N.cm

Recommended torque | Torque recomandable: 15N.cm

	H = 1	H = 2	H = 4	H = 6
NC	02.221	02.222	02.223	02.224
RC	02.141	02.142	02.143	02.144

ANGULADO

ANGLED · ANGULADO

	H = 1		H = 2		H = 3	
	17°	30°	17°	30°	17°	30°
NC	02.311	02.316	02.312	02.317	02.313	02.318
RC	02.321	02.326	02.322	02.327	02.323	

TRANSFER MINI PILAR CÔNICO

MINI CONICAL ABUTMENT IMPRESSION POST
POSTE DE IMPRESIÓN MINI PILAR CÓNICO

Moldeira Fechada
Closed Tray Impression Technique
Impresión Cubeta Cerrada

02.109

Moldeira Aberta
Open Tray Impression Technique
Impresión Cubeta Abierta

02.110

Parafuso do Transfer
Impression Post Screw
Tornillo del Poste de Impresión

02.190

RÉPLICA MINI PILAR CÔNICO

MINI CONICAL ABUTMENT ANALOGUE
ANÁLOGO MINI PILAR CÓNICO

02.108

CICATRIZADOR ESTREITO MINI PILAR CÔNICO

NARROW MINI CONICAL ABUTMENT HEALING CAP
CICATRIZADOR ESTRECHO MINI PILAR CÓNICO

02.207

COPING MINI PILAR CÔNICO

MINI CONICAL ABUTMENT COPING · COPING MINI PILAR CÓNICO

Torque recomendável: 10N.cm

Recommended torque | Torque recomandable: 10N.cm

Base Metálica CoCr
CoCr Metallic Base
Base Metálica CoCr

02.128

Curto Cobalto Cromo
CoCr Short
Corto Cromo Cobalto

02.129

Titânio
Titanium | Titânio

02.101

Calcinável
Castable | Calcinable

02.102

Calcinável POM
POM Castable | Calcinable POM

02.112

PILAR CÔNICO DUOCON

DUOCON CONICAL ABUTMENT · PILAR CÓNICO DUOCON

- Componente em titânio;
- Prótese múltipla ou unitária;
- Espaço mínimo oclusal de 6.7mm.

- Titanium component;
- Multiple or unit prosthesis;
- Minimum occlusal space of 6.7mm.

- Componente en titânio;
- Prótesis múltipla o unitaria;
- Espacio mínimo oclusal de 6.7mm.

Torque recomendável: 15N.cm

Recommended torque | Torque recomandable: 15N.cm

	H = 1	H = 2	H = 4	H = 6
NC	06.211	06.212	06.213	06.214
RC	06.131	06.132	06.133	06.134

ANGULADO

ANGLED · ANGULADO

	H = 2 17°	
	○	◻
NC	06.136	06.137
RC	06.138	06.139

TRANSFER PILAR CÔNICO

CONICAL ABUTMENT IMPRESSION POST
POSTE DE IMPRESIÓN PILAR CÓNICO

Moldeira Fechada
Closed Tray Impression Technique
Impresión Cubeta Cerrada

06.112

Moldeira Aberta
Open Tray Impression Technique
Impresión Cubeta Abierta

○ 06.113

◻ 06.114

RÉPLICA PILAR CÔNICO

CONICAL ABUTMENT ANALOGUE
ANÁLOGO PILAR CÓNICO

○ 06.110

◻ 06.111

CICATRIZADOR PILAR CÔNICO

CONICAL ABUTMENT HEALING CAP
CICATRIZADOR PILAR CÓNICO

06.101

COPING PILAR CÔNICO

CONICAL ABUTMENT COPING
COPING PILAR CÓNICO

Torque recomendável: 10N.cm

Recommended torque | Torque recomandable: 10N.cm

Base Metálica CoCr
CoCr Metallic Base
Base Metálica CoCr

○ 06.127

○ 06.128

Titânio
Titanium | Titânio

○ 06.103

○ 06.105

Curto
Short | Corto

○ 06.122

○ 06.124

Calcinável
Castable | Calcinable

○ 06.102

○ 06.104

Curto
Short | Corto

○ 06.121

○ 06.123

OVERDENTURE O’RING DUOCON
DUOCON O’RING ABTMENT · OVERDENTURE O’RING DUOCON



- . Componente em titânio;
- . Parafusado direto ao implante;
- . Prótese overdenture;
- . Sistema Attachment Bola.



- . Titanium component;
- . Screwed directly into the implant;
- . Overdenture prosthesis;
- . Attachment System.

- . Componente en titânio;
- . Tornillo directo al implante;
- . Prótesis overdenture;
- . Sistema de retención.

	H = 0.5	H = 1.0	H = 2.0	H = 4.0	H = 6.0
NC		04.122	04.123	04.124	04.125
RC	04.211	04.212	04.213	04.214	04.215



CHAVE PARA O’RING
O’RING DRIVER
LLAVE PARA O’RING



RÉPLICA OVERDENTURE O’RING DUOCON
DUOCON O’RING ABUTMENT ANALOGUE
ANÁLOGO OVERDENTURE O’RING DUOCON

04.311



ANEL PLÁSTICO ESPAÇADOR DE O’RING
O’RING SPACER PLASTIC RING
ANILLO PLÁSTICO ESPACIADOR DE O’RING

04.308



CÁPSULA DE O’RING COM ANEL POSICIONADO
O’RING METAL CAPSULE WITH RUBBER RING
CÁPSULA DE O’RING CON ANILLO POSICIONADO

04.306



CÁPSULA PLÁSTICA DE O’RING
O’RING PLASTIC CAPSULE (IMPRESSION)
CÁPSULA PLÁSTICA DE O’RING

04.309




ANEL DE REPOSIÇÃO PARA CÁPSULA DE O’RING (BORRACHA)
RUBBER RING FOR O’RING CAPSULE REPLACEMENT
ANILLO DE REPOSICIÓN PARA CÁPSULA DE O’RING (GOMA)

04.307

-  Componente Rotacional
Rotational Component | Componente Rotacional
-  Componente Hexagonal
Hexagon Component | Componente Hexagonal
-  Parafuso Quadrado
Screw (Square Screwdriver) | Tornillo Llave Cuadrada
-  Parafuso Hexagonal
Screw (Hexagonal Screwdriver) | Tornillo Llave Hexagonal

ACESSÓRIOS PROTÉTICOS

PROSTHETIC ACCESSORIES · ACCESORIOS PROTÉSICOS




BARRA CLIP (AMARELA) EDS BAR (YELLOW) | BARRA (AMARILLA)

26.001

CLIP FINAL (NYLON AMARELA)
FINAL CLIP (YELLOW NYLON) | CLIP FINAL (NYLON AMARILLO)

26.002




BARRA CLIP FINAL (BRANCO) FINAL BAR CLIP (WHITE) | BARRA CLIP FINAL (BLANCA)

26.008

CLIP FINAL (BRANCO) FINAL CLIP (WHITE) | CLIP FINAL (BLANCO)

35°	26.009	70°	26.010	90°	26.011
-----	--------	-----	--------	-----	--------



DISPOSITIVO PROLONGADOR DE CILINDRO PROVISÓRIO
EXTENSION DEVICE WITH PROVISIONAL CYLINDER
DISPOSITIVO DE PROLONGACIÓN DE CILINDRO PROVISORIO

5mm	20.101
15mm	20.102



DISPOSITIVO PROLONGADOR BILATERAL DE UCLA/COPING
BILATERAL EXTENSION DEVICE (UCLA / COPING)
DISPOSITIVO DE PROLONGACIÓN BILATERAL (UCLA / COPING)

10mm	20.103
------	--------