


*SISTEMA Duo* ®




# SISTEMA Duo

- . Implante cônico;
- . Hexágono externo para conexão dos componentes;
- . Torque interno;
- . Superfície Vellox®;
- . Plataforma "Switch";
- . Indicado para ósso tipo III e IV;
- . Dupla rosca;
- . Alto poder de compactação;
- . Rosca fina cervical para melhor estabilidade primária.



- . Conical implant;
- . External hex for component connection;
- . Internal torque;
- . Vellox® Surface;
- . Switch Platform;
- . Indicated for type III and IV;
- . Double threads;
- . High compacting power;
- . Thin cervical threads for improved primary stability.

- . Implante cônico;
- . Hexágono externo para conexión de los componentes;
- . Torque interno;
- . Superficie Vellox®;
- . Plataforma Switch;
- . Indicado para hueso III y IV;
- . Rosca doble;
- . Alto poder de compactación;
- . Rosca fina cervical para mejor estabilidad primaria.



Plataforma  
Platform . Plataforma

Plataforma Platform . Plataforma	Ø corpo Ø body . Ø cuerpo	8.5 mm	10.0 mm	11.5 mm	13.0 mm	15.0 mm
NP 3.3mm	Ø 3.8mm	21.201	21.202	21.203	21.204	21.205
RP 4.1mm	Ø 4.6mm	21.301	21.302	21.303	21.304	21.305
WP 5.0mm	Ø 5.5mm	21.401	21.402	21.403	21.404	21.405

## TAPA IMPLANTE

IMPLANT COVER SCREW · TAPA IMPLANTE



NP	01.604
RP	01.601
WP	01.605

Ø 3.5 NP-T	01.602
Ø 3.5 NP-B	01.603