

MEDIDAS PROTECTORES DE ESCAYOLA

Protector Brazo Corto

PRODUCTO	EDAD	LONGITUD	Circunferencia Protector	Circunferencia del cierre ajustable	Contorno del brazo	Peso
		Las medidas pueden variar en +/- 2.5cm	Las medidas pueden variar en +/- 1.25cm	Las medidas pueden variar en +/- 0.75cm		
Adulto - P6370		53cm	38cm	19cm	25.5-42cm	100 gr.
Niños talla pequeña - P6371/S	1-3	33cm	22cm	9cm	12-20cm	50 gr.
Niños talla mediana - P6371/M	4-9	43cm	27cm	13cm	17-28cm	50 gr.
Niños talla grande - P6371/L	10-14	53cm	37cm	15cm	20-33cm	100 gr.

Protector Brazo Largo

PRODUCTO	EDAD	LONGITUD	Circunferencia Protector	Circunferencia del cierre ajustable	Contorno del brazo	Peso
		Las medidas pueden variar en +/- 2.5cm	Las medidas pueden variar en +/- 1.25cm	Las medidas pueden variar en +/- 0.75cm		
Adulto P6372		78cm	38cm	20cm	27-44cm	150 gr.
Niños talla extra pequeña- P6373/XS	1-3	43cm	27cm	13cm	17-28cm	50 gr.
Niños talla pequeña - P6373/S	4-7	51cm	27cm	13cm	17-28cm	50 gr.
Niños talla mediana - P6373/M	8-10	53cm	37cm	15cm	20-33cm	100 gr.
Niños talla grande - P6373/L	11-14	66cm	37cm	15cm	20-33cm	150 gr.

Protector Pierna Corto

PRODUCTO	EDAD	LONGITUD	Circunferencia Protector	Circunferencia del cierre ajustable	Contorno de la pierna	Peso
		Las medidas pueden variar en +/- 2.5cm	Las medidas pueden variar en +/- 1.25cm	Las medidas pueden variar en +/- 0.75cm		
Adulto - P6374		66cm	56cm	22cm	29.5-49cm	200 gr.
Niños talla pequeña - P6375/S	1-3	34cm	35cm	14cm	19-31cm	50 gr.
Niños talla mediana - P6375/M	4-9	41cm	37cm	15.5cm	21-34cm	50 gr.
Niños talla grande - P6375/L	10-14	50cm	38cm	16cm	21.5-36cm	100 gr.

Protector Pierna Largo

PRODUCTO	EDAD	LONGITUD	Circunferencia Protector	Circunferencia del cierre ajustable	Contorno de la pierna	Peso
		Las medidas pueden variar en +/- 2.5cm	Las medidas pueden variar en +/- 1.25cm	Las medidas pueden variar en +/- 0.75cm		
Adulto - P6376		95cm	63cm	37cm	50-80cm	350 gr.
Niños talla pequeña - P6377/S	1-3	53.5cm	35cm	18cm	24-40cm	100 gr.
Niños talla mediana - P6377/M	4-9	69cm	46cm	20cm	27-45cm	200 gr.
Niños talla grande - P6377/L	10-14	78cm	55cm	32cm	43-70cm	250 gr.

-ProtectaCast se pliega sobre sí mismo hacia fuera (como un calcetín) para después deslizarse suavemente sobre la escayola o vendaje y cerrarse herméticamente.

-Medir de 2.5 a 5 cm. por encima de la escayola o vendaje para encontrar la talla adecuada de Protectacast