

Mascarilla FFP2

MASCARILLA DE PROTECCION (REUTILIZABLE) DOBLE CAPA Garantiza la protección contra aerosoles sólidos y líquidos HOMOLOGACIÓN: Cumple Directiva Europea de productos sanitarios CEE/93/42 No estéril, con la nueva norma UNE-0065/2020. Equivalencia FFP-2 Tejido testado según normas: UNE-EN ISO-05; UNE-EN ISO 12945-2; EN-137795

Tratamiento de conservación para 60 lavados. Este proceso puede realizarse hasta 60°C disminuyendo su número de lavados un 25% sin alterar ninguna de sus características. Instrucciones de uso: La colocación, el uso y la retirada de las mascarillas para niños debe ser supervisada por un adulto. Colocación y uso: Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica Identificar la parte superior, posicionar a la altura de la nariz, sostener desde el exterior y sujetar a ambos lados de las orejas sin cruzar, verificar que la mascarilla cubre la barbilla. En caso que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.



Composiciones

100%POLYESTER MICROF.

Símbolos de lavado

